

抗サイトケラチン8 (Krt8) ウサギポリクローナル抗体 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa用) - P05787

商品番号: CM0016189



前書き

サイトケラチン8 (KRT8)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒトおよびマウスと交差反応性あり。ケラチン中間径フィラメントおよび上皮細胞のメカニクス研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	サイトケラチン8 (KRT8) ウサギpAb
備考/別名	K8; KO; CK8; CK-8; CYK8; K2C8; CARD2; サイトケラチン8 (KRT8)
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3856
遺伝子ID	3856
免疫原	ヒトサイトケラチン8 (KRT8) の1-483アミノ酸配列に対応する組換え融合タンパク質 (NP_002264.1)
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P05787
タンパク質重量	54 kDa/56 kDa
配送	アイスパック