

ウェスタンブロット (Wb)、免疫蛍光 (If-P)、Elisa 用 抗サイトケラチン 9 (Krt9) ウサギポリクローナル抗体 - P35527

商品番号: CM0016100

前書き

ヒトサイトケラチン9 (KRT9)
に対する高品質なウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロット、免疫蛍光、ELISAで検証済みです。
ヒト、マウス、ラットのKRT9を検出します。手掌足底角化細胞の分化研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	サイトケラチン 9 (KRT9) ウサギ pAb
備考/別名	K9; CK-9; EPPK; Cytokeratin 9 (KRT9)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3857
GeneID	3857
免疫原	ヒトサイトケラチン9 (KRT9) (NP_000217.2) のアミノ酸150-450に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P35527
タンパク質分子量	62kDa
輸送	保冷バッグ