


Wb、Ihc-P、Elisa用サイトケラチンAe1ポリクローナル抗体 - P13645 / P02533 / P19012 / P08779 / P08727

商品番号: CM0029508



前書き

WB、IHC-

P、ELISAで検証済みのサイトケラチンAE1ウサギポリクローナル抗体。分子量44-59

kDaのヒト、マウス、ラットのケラチン（KRT10/14/15/16/19）を認識します。上皮分化および癌研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Cytokeratin AE1 Rabbit pAb
備考/別名	BIE; EHK; IHL; K10; KPP; BCIE; CK10
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3858/3861/3866/3868/3880
GeneID	3858/3861/3866/3868/3880
免疫原	合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P13645/P02533/P19012/P08779/P08727
タンパク質分子量	59kDa/52kDa/49kDa/51kDa/44kDa
配送	アイスバッグ