


Anti-Cytokeratin Ae1 ウサギモノクローナル抗体（If-P、Ihc-P、Elisa対応） - P13645 / P02533 / P19012 / P08779 / P08727

商品番号: CM0008515



前書き

サイトケラチンAE1に対するウサギモノクローナル抗体。タイプIケラチン（K10、K14、K15、K16、K19）の複数を検出します。ヒト、マウス、ラットの組織において、IF-P、IHC-P、ELISAで検証済みです。上皮細胞生物学および癌研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Cytokeratin AE1 Rabbit mAb
備考/別名	BIE; EHK; IHL; K10; KPP; BCIE; CK10
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3858/3861/3866/3868/3880
GeneID	3858/3861/3866/3868/3880
免疫原	合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P13645/P02533/P19012/P08779/P08727
タンパク質分子量	59kDa/52kDa/49kDa/51kDa/44kDa
配送	アイスバッグ