


Anti-Cytokeratin Ae3 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - P04264/P35908/P12035/P19013/P13647/P02538/P08729

商品番号: CM0025134



前書き

ウェスタンブロット、IHC-

P、ELISAで検証された、サイトケラチンAE3（K1、CK1、EHK）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒト試料と反応します。上皮およびケラチノサイト生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Cytokeratin AE3 Rabbit pAb
備考/別名	K1; CK1; EHK; AEI2; EHK1; EPPK; KRT1A; NEPPK
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3848/3849/3850/3851/3852/3853/3855/3856
GeneID	3848/3849/3850/3851/3852/3853/3855/3856
免疫原	合成ペプチド ヒトサイトケラチンAE3（NP_006112.3）のアミノ酸181-280内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P04264/P35908/P12035/P19013/P13647/P02538/P08729
タンパク質分子量	66kDa/65kDa/64kDa/56kDa/62kDa/60kDa/51kDa
配送	アイスパック