


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Δ-カテニン/p120カテニン ポリクローナル抗体 - O60716

商品番号: CM0023865



前書き

δ-

カテニン/p120カテニン (CTNND1) を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロット、IH

C-P, ELISAに対応しています。ヒト、マウス、ラットに反応します。カドヘリンを介した接着と転写の重要な調節因子であり、がん研究や細胞接着研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	δ-カテニン/p120カテニン ウサギpAb
別名	CAS; p120; BCDS2; CTNND; P120CAS; P120CTN; p120(CAS); p120(CTN); δ-Catenin/p120 Catenin
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1500
遺伝子ID	1500
免疫原	ヒトδ-カテニン/p120カテニン (NP_001078938.1) のアミノ酸573～832番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O60716
タンパク質分子量	108kDa
輸送方法	保冷剤梱包