


Anti- Δ -Catenin/p120 Catenin Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - O60716

商品番号: CM0002842



前書き

δ -Catenin/p120 Catenin (O60716)

を標的とするウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットでのWB、IHC-

P、IP、ELISAが検証済みです。カドヘリンの安定性、転写、およびRho

GTPaseシグナル伝達を調節します。細胞接着研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	δ -Catenin/p120 Catenin Rabbit mAb
備考/別名	CAS, p120, BCDS2, CTNND, P120CAS, P120CTN, p120(CAS), p120(CTN), δ -Catenin/p120 Catenin
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1500
GeneID	1500
免疫原	ヒト δ -Catenin/p120 Catenin (O60716) のアミノ酸869-968領域内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O60716
タンパク質分子量	108kDa
配送	アイスバッグ