

WbおよびElisa用抗D2Hgdhポリクローナル抗体 - Q8N465

商品番号: CM0024032



前書き

ヒトD2HGDHを標的とするウサギ由来ポリクローナル抗体で、WBおよびELISA用途に対応しています。マウスおよびラットと交差反応します。D-2ヒドロキシグルタル酸代謝、ミトコンドリア機能、および関連する疾患メカニズムの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	D2HGDH ウサギpAb
備考/別名	D2HGD; D2HGDH
対象種	ヒト
遺伝子ID	728294
免疫原	ヒトD2HGDH (NP_689996.4) のアミノ酸322-521番を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	ウェスタンブロット (WB)、酵素結合免疫吸着アッセイ (ELISA)
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q8N465
タンパク質分子量	56kDa
発送	保冷剤