


ウェスタンブロッティング（Wb）およびElisa用 抗D53ポリクローナル抗体 - Q2Rbp2

商品番号: CM0022897



前書き

イネ（*Oryza sativa*）由来のDWARF 53（D53）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みです。イネのストリゴラクトンシグナル伝達および分げつ発達の研究に有用です。分子量は約123 kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	D53 Rabbit pAb
別名	D53; DWARF53; OsJ_32651
対象種	イネ（ <i>Oryza sativa</i> ）
GeneID	4349543
免疫原	イネ（ <i>Oryza sativa</i> ）D53（Q2RBP2）のアミノ酸1000～1100番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	イネ（ <i>Oryza sativa</i> ）
SWISS	Q2RBP2
タンパク質分子量	123kDa
発送方法	保冷剤