

Wb、If/Icc、Elisa用抗Daam2ウサギポリクローナル抗体 - Q86T65

商品番号: CM0025387

前書き

DAAM2を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと反応します。Wntシグナル伝達および発生生物学研究に不可欠なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DAAM2 Rabbit pAb
備考/別名	NPHS24; dJ90A20A.1; DAAM2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	23500
GeneID	23500
免疫原	ヒトDAAM2 (NP_056160.2)のアミノ酸1-86番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q86T65
タンパク質分子量	123kDa
発送	氷袋