

Wb、If/Icc、Elisa用抗Dab1ウサギポリクローナル抗体 - O75553

商品番号: CM0016299

前書き

WB、IF/ICC、ELISAで検証済みのウサギポリクローナルDAB1抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。Reelinシグナルアダプターを標的とし、神経細胞の移動や脳の発達に関する研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DAB1 Rabbit pAb
備考/別名	SCA37; DAB1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1600
遺伝子ID	1600
免疫原	ヒトDAB1 (NP_066566.3) のアミノ酸1-185に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75553
タンパク質分子量	64kDa
配送	氷袋