

抗Dab2ウサギポリクローナル抗体 (Wb, Fc, Elisa用) - P98082

商品番号: CM0028682



前書き

ヒト Disabled homolog 2 (DAB2/DOC2)

を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。W B、FC、ELISAで検証済み。エンドサイトーシス、シグナル伝達、がん研究における主要な試薬です。ヒトDAB2に特異的です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DAB2 ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	DOC2; DOC-2; DAB2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1601
遺伝子ID	1601
免疫原	ヒトDAB2のアミノ酸340-580の配列に対応する合成ペプチド (NP_001334.2)
宿主	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, FC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P98082
タンパク質分子量	82kDa
配送	アイスバッグ