


Wb、Elisa用抗Dach1ポリクローナル抗体 - Q9Ui36

商品番号: CM0024781



前書き

ヒトDACH1に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットのサンプルと反応します。器官形成およびTGF-

betaシグナル伝達に関与する転写因子である79 kDaのタンパク質を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DACH1 Rabbit pAb
備考/別名	DACH; DACH1
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1602
遺伝子ID	1602
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UI36
タンパク質分子量	79kDa
発送	氷袋