

Wb・Elisa用抗Dact3ウサギポリクローナル抗体 - Q96B18

商品番号: CM0030035

前書き

CamelBioのDACT3ウサギポリクローナル抗体は、ヒトDACT3のN末端領域（aa1-160）を標的とし、マウスおよびラットのDACT3を認識します。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、Wntシグナル伝達経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DACT3 Rabbit pAb
別名	RRRI; DAPPER3; DACT3
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	147906
遺伝子ID	147906
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96B18
タンパク質分子量	65kDa
発送方法	保冷剤