

抗Dad1ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa） - P61803

商品番号: CM0018496



前書き

WB、ELISAでバリデーション済みのDAD1ウサギポリクローナル抗体。OST複合体のサブユニットであり、N型糖鎖付加に不可欠なヒト、マウス、ラットDAD1を検出します。小胞体ストレスおよびアポトーシス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DAD1ウサギpAb
備考／別名	OST2 ; DAD1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	1603
GeneID	1603
免疫原	合成ペプチド ヒトDAD1 (NP_001335.1) のアミノ酸1~100内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P61803
タンパク質分子量	12 kDa
輸送	保冷剤