


Wb、If/Icc、Ip、Elisa用 抗Dag1 ポリクローナル抗体 - Q14118

商品番号: CM0016072



前書き

ヒトDAG1（ジストログリカン1）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、IP、ELISAで検証済み。ジストログリカン複合体シグナル伝達、細胞外マトリックス、受容体研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DAG1 ウサギ pAb
備考/別名	A3a; DAG; AGRNR; 156DAG; MDDGA9; MDDGC7; MDDGC9; LGMDR16; DAG1
種	ヒト
遺伝子ID	1605
免疫原	ヒトDAG1（NP_001171108.1）のアミノ酸776-895に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14118
タンパク質分子量	97kDa
発送	保冷バッグ