

Wb、Elisa用 抗Daoモノクローナル抗体 - P14920

商品番号: CM0005933



前書き

ヒトD-

アミノ酸オキシダーゼ（DAO）に対するウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロット（WB）およびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。D-アミノ酸代謝および神経経路の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DAO ウサギ mAb
備考/別名	DAAO; OXDA; DAMOX; DAO
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1610
GeneID	1610
免疫原	ヒトDAO（NP_001908.3）のアミノ酸1-100内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P14920
タンパク質分子量	39kDa
発送	保冷バッグ