

## Anti-Dao ウサギポリクローナル抗体（Wb、If、Elisa用） - P14920

商品番号: CM0025822



前書き

ヒトD-

アミノ酸オキシダーゼ（DAO）に対するウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットサンプルにおけるWB、IF、ELISAアプリケーションで検証済み。代謝、神経科学、酸化ストレス研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ        | 値                                                |
|--------------|--------------------------------------------------|
| 製品名          | DAO ウサギ pAb                                      |
| 備考/別名        | DAAO; OXDA; DAMOX; DAO                           |
| 種            | ヒト                                               |
| 遺伝子ID（ヒト）    | 1610                                             |
| 免疫原          | ヒトDAO（NP_001908.3）のアミノ酸1-347に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 由来           | ウサギ                                              |
| カテゴリー        | ポリクローナル抗体                                        |
| 適用可能アプリケーション | WB, IF/ICC, IF-P, ELISA                          |
| 交差反応性        | ヒト、マウス、ラット                                       |
| SWISS        | P14920                                           |
| タンパク質分子量     | 39kDa                                            |
| 発送方法         | 保冷バッグ                                            |