

抗Dapキナーゼ1（Dapk1）モノクローナル抗体（Wb・Elisa用） - P53355

商品番号: CM0002464



前書き

DAPキナーゼ1（DAPK1）の残基250-350を標的とするウサギモノクローナル抗体です。WBおよびELISAに適しており、ヒトおよびマウスと交差反応します。アポトーシス、オートファジー、細胞生存シグナル伝達の研究にご利用いただけます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DAPキナーゼ1（DAPK1）ウサギmAb
備考/別名	DAPK, ROCO3, DAPキナーゼ1（DAPK1）
種	ヒト
遺伝子ID	1612
免疫原	合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P53355
タンパク質分子量	160kDa
輸送方法	保冷剤