


Anti-Dap3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P51398

商品番号: CM0025719



前書き

ヒトDAP3 (MRPS29)

ターゲットのウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性があります。ミトコンドリア生物学およびアポトーシス研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DAP3 Rabbit pAb
備考/別名	DAP-3; S29mt; MRPS29; MRP-S29; bMRP-10; DAP3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7818
遺伝子ID	7818
免疫原	ヒトDAP3 (NP_387506.1) のアミノ酸159-398に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P51398
タンパク質分子量	46kDa
配送	氷袋