


## Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Dapk3ウサギポリクローナル抗体 - O43293

商品番号: CM0013285



### 前書き

DAPK3 (ZIPK/DLK) を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。アポトーシス、オートファジー、アクチンダイナミクスの研究をサポートします。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| 製品名         | DAPK3ウサギpAb                                              |
| 備考／別名       | DLK; ZIP; ZIPK; DAPK3                                    |
| 種           | ヒト                                                       |
| GeneID (ヒト) | 1613                                                     |
| GeneID      | 1613                                                     |
| 免疫原         | 合成ペプチド - ヒトDAPK3 (NP_001339.1) のアミノ酸1〜100に相当する配列の合成ペプチド。 |
| 由来          | ウサギ                                                      |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                                |
| アプリケーション    | WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA                                    |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                               |
| SWISS       | O43293                                                   |
| タンパク質分子量    | 53kDa                                                    |
| 配送          | 保冷バッグ                                                    |