

Wb、If/Icc、Elisa用抗Dapp1ポリクローナル抗体 - Q9Un19

商品番号: CM0013035



前書き

ヒトDAPP1（BAM32）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。B細胞受容体シグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DAPP1ウサギpAb
備考/別名	BAM32; DAPP1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	27071
GeneID	27071
免疫原	合成ペプチド：ヒトDAPP1（NP_055210.2）のアミノ酸100～273内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UN19
タンパク質分子量	32kDa
配送	保冷バッグ