

抗Darpp32モノクローナル抗体（Wb、If/Icc、If-F、Elisa用途） - Q9Ud71

商品番号: CM0007325

前書き

WB、IF/ICC、IF-

F、ELISAに対応した検証済みウサギモノクローナル抗DARPP32抗体です。ヒト、マウス、ラットのDARPP32を検出し、ドーパミンシグナル伝達やPP1阻害の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DARPP32 ウサギmAb
備考／別名	DARPP32; DARPP-32
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	84152
遺伝子ID	84152
免疫原	合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、IF-F、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UD71
タンパク質分子量	23 kDa
発送方法	保冷剤梱包