

Wb、Ihc-P、Ip、Elisa用 抗Darsウサギポリクローナル抗体 - P14868

商品番号: CM0029330



前書き

ヒトDARS（アスパラギン酸tRNAリガーゼ）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IP、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットのサンプルにおける内因性レベルを検出します。タンパク質翻訳、アミノ酸代謝、および神経学的障害の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DARS Rabbit pAb
備考/別名	DARS; HBSL; asPRS
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1615
遺伝子ID	1615
免疫原	ヒトDARS (NP_001340.2) のアミノ酸222-501に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P14868
タンパク質分子量	57kDa
配送	アイスバッグ