

Wb、Ihc-P、Elisa用Anti-Dars2ポリクローナル抗体 - Q6Pi48

商品番号: CM0030223



前書き

ミトコンドリアアスパラギル酸tRNAシンテターゼを標的とするDARS2ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスのサンプルにおけるウェスタンブロット、IHC-

P、ELISAに適しています。ミトコンドリア翻訳の研究に役立ちます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DARS2 Rabbit pAb
備考/別名	LBSL; ASPRS; mtAspRS; MT-ASPRS; DARS2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	55157
GeneID	55157
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q6PI48
タンパク質分子量	74kDa
配送	アイスバッグ