

Wb、Elisa用 Anti-Daxx ラビットモノクローナル抗体 - Q9Uer7

商品番号: CM0003119



前書き

ヒトサンプルのWBおよびELISAで検証済みのAnti-Daxxラビットモノクローナル抗体。アポトーシスおよびクロマチンリモデリングに関与する転写コリプレッサーおよびヒストンシャペロンである、death domain-associated protein 6を標的とします。SWISS: Q9UER7。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Daxx Rabbit mAb
備考/別名	DAP6; EAP1; BING2; SMIM40; Daxx
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1616
GeneID	1616
免疫原	合成ペプチド (ヒトDaxx (Q9UER7) のアミノ酸200-300内の配列に対応する合成ペプチド)
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9UER7
タンパク質分子量	81kDa
配送	アイスバッグ