

抗Daxxウサギポリクローナル抗体 (WbおよびElisa用) - Q9Uer7

商品番号: CM0023141



前書き

本Daxxウサギポリクローナル抗体は、ヒトおよびマウスのDaxx（Death domain-associated protein 6）を検出します。WBおよびELISAで検証済みであり、転写制御、アポトーシス、クロマチンリモデリング、ウイルス感染の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Daxx ウサギpAb
備考/別名	DAP6; EAP1; BING2; SMIM40; Daxx
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1616
GeneID	1616
免疫原	ヒトDaxxのアミノ酸175-400に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_001135441.1)
ソース	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9UER7
タンパク質重量	81kDa
配送	アイスパック