


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Dazap1 ウサギモノクローナル抗体 - Q96Ep5

商品番号: CM0003127



前書き

WB、IHC-P、ELISAで検証済みのDAZAP1ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのDAZAP1を認識。生殖生物学および精子形成研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DAZAP1 ウサギ mAb
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	26528
免疫原	ヒトDAZAP1 (Q96EP5) のアミノ酸265-407を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96EP5
タンパク質分子量	43kDa
配送	保冷バッグ