

WbおよびElisa用Anti-Dazap2ウサギポリクローナル抗体 - Q15038

商品番号: CM0017925

前書き

ヒトDAZAP2に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスと交差反応します。HIPK2分解、DNA損傷応答、およびWntシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DAZAP2 Rabbit pAb
備考/別名	PRTB; DAZAP2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9802
遺伝子ID	9802
免疫原	ヒトDAZAP2 (NP_055579.1) のアミノ酸1-168に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス
UniProtアクセッション番号	Q15038
予測分子量	17kDa
配送条件	アイスバック