

抗Dazlウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q92904

商品番号: CM0012982

前書き

ヒトDAZLに対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの使用が検証済みです。ヒトおよびマウスと交差反応します。DAZLは配偶子形成に必須のRNA結合タンパク質であるため、本抗体は生殖生物学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DAZL Rabbit pAb
別名	DAZH; DAZLI; DAZLA; SPGYLA; DAZL
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	1618
GeneID	1618
免疫原	ヒトDAZL (NP_001342.2) のアミノ酸186-295番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q92904
タンパク質分子量	33kDa
輸送方法	氷袋