

Wb、Elisa用抗Dbf4ウサギモノクローナル抗体 - Q9Ubu7

商品番号: CM0002257



前書き

ウェスタンブロットおよびELISA用の高品質な抗DBF4ウサギモノクローナル抗体。ヒトDBF4（Q9UBU7）を標的とし、DNA複製およびS期進行に関与するCDC7キナーゼの重要な制御サブユニットです。がん研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DBF4 Rabbit mAb
備考/別名	ASK; CHIF; DBF4A; ZDBF1; DBF4
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10926
遺伝子ID	10926
免疫原	合成ペプチド ヒトDBF4（Q9UBU7）のアミノ酸1-100内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9UBU7
タンパク質分子量	77kDa
配送	氷袋