


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Dbhポリクローナル抗体 - P09172

商品番号: CM0018626



前書き

ウエスタンブロット、IHC-

P、ELISAで検証済みのウサギ抗DBHポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのドーパミンβ-ヒドロキシラーゼと反応します。神経伝達物質生合成研究に最適です。氷袋にて発送。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DBH Rabbit pAb
備考/別名	DBM, ORTHYP1, DBH
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1621
GeneID	1621
免疫原	ヒトDBH (NP_000778.3) のアミノ酸388-617に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P09172
タンパク質分子量	69kDa
配送	氷袋