


Anti-Dbh Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ip, If, Ihc-P, Elisa - P09172

商品番号: CM0010758



前書き

ヒトDBHに対するウサギモノクローナル抗体。WB、IP、IF、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒトおよびマウスと反応します。神経伝達物質生合成の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DBH Rabbit mAb
備考/別名	DBM; ORTHYP1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1621
遺伝子ID	1621
免疫原	ヒトDBH (NP_000778.3) のアミノ酸388-617に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P09172
タンパク質分子量	69 kDa
配送	アイスバッグ