


Anti-Dbi ポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Ip、Elisa用） - P07108

商品番号: CM0016664



前書き

WB、IF/ICC、IP、ELISAで検証済みの、ヒトDBI（ACBD1、EP）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。マウスおよびラットと交差反応します。代謝および神経科学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DBI Rabbit pAb
備考/別名	EP; ACBP; ACBD1; CCK-RP; DBI
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1622
GeneID	1622
免疫原	ヒトDBI (NP_001171513.1) のアミノ酸1-104に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P07108
タンパク質分子量	10-12 kDa
配送	氷袋