


WbおよびElisa用 抗Dbiウサギモノクローナル抗体 - P07108

商品番号: CM0005272



前書き

ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みのヒトDBI (ACBP) ウサギモノクローナル抗体。10-12 kDaのバンドを検出し、アシルCoA代謝およびGABA A受容体調節の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DBI ウサギ mAb
備考/別名	EP; ACBP; ACBD1; CCK-RP; DBI
種	ヒト
GeneID	1622
免疫原	ヒトDBIのアミノ酸1-104に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。(NP_001171513.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P07108
タンパク質分子量	10-12 kDa
配送	保冷バッグ