

抗Dbiウサギポリクローナル抗体（Wb、If、Ihc、Elisa対応） - P31786

商品番号: CM0027073

前書き

マウスDBI（アシルCoA結合タンパク質/ジアゼパム結合阻害因子）に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IF、IHC、ELISAでの使用が検証済みです。マウスおよびラット組織中の内在性DBIを検出し、脂質輸送とGABA受容体調節の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DBI ウサギ pAb
備考・別名	EP; Acbp; ACBD1; エンドゼビン
対象種	マウス
遺伝子ID（ヒト）	1622
遺伝子ID（マウス）	13167
免疫原	マウスDBI（NP_031856.1）のアミノ酸1-87番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P31786
タンパク質分子量	10-12 kDa
発送	保冷剤