


抗Dbiウサギポリクローナル抗体（Wb、Ip、Elisa対応） - P07108

商品番号: CM0026543



前書き

ヒトジアゼパム結合インヒビター（DBI/ACBP）に対する高親和性ウサギポリクローナル抗体で、WB、IP、ELISAでの使用が検証済みです。10～12 kDaのバンドを検出し、ヒトDBIと交差反応します。脂質代謝、神経ペプチドシグナル伝達、細胞内アシルCoA輸送の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DBI ウサギpAb
別名	EP; ACBP; ACBD1; CCK-RP; DBI
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	1622
GeneID	1622
免疫原	ヒトDBI（NP_001171513.1）のアミノ酸1～104番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IP, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P07108
タンパク質分子量	10-12 kDa
発送方法	氷袋梱包