


Wb、Ihc-P、Elisa用抗DbiウサギPolymab® - P07108 / P31786

商品番号: CM0012619



前書き

WB、IHC-

P、ELISAでバリデーション済みの抗DBIウサギ組換えモノクローナル抗体 (PolymAb®)。ヒト、マウス、ラットと反応します。アシルCoA結合タンパク質／ジアゼパム結合阻害因子の代謝および神経学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KOバリデーション済み] DBIウサギPolymAb®
備考／別名	EP; ACBP; ACBD1; CCK-RP; エンドゼビン
種	ヒト／マウス
GeneID (ヒト)	1622
GeneID	1622/13167
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P07108/P31786
タンパク質分子量	10～12 kDa
輸送	保冷バッグ