


## Wb、Elisa用 抗Dbnl ポリクローナル抗体 - Q9Uju6

商品番号: CM0016138



## 前書き

ヒトDBNL（HIP-55、SH3P7）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性あり。DBNLは、アクチン細胞骨格の再編成、エンドサイトーシス、T細胞活性化に関与。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| 製品名         | DBNL ウサギ pAb                                           |
| 備考/別名       | ABP1; HIP55; SH3P7; HIP-55; DBNL                       |
| 種           | ヒト                                                     |
| GeneID (ヒト) | 28988                                                  |
| GeneID      | 28988                                                  |
| 免疫原         | ヒトDBNL（NP_001014436.1）のアミノ酸131-430に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 由来          | ウサギ                                                    |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                              |
| 適用          | WB、ELISA                                               |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                             |
| SWISS       | Q9UJU6                                                 |
| タンパク質分子量    | 48kDa                                                  |
| 発送          | 保冷バッグ                                                  |