

WbおよびElisa用抗Dbpウサギポリクローナル抗体 - Q10586

商品番号: CM0017264

前書き

ヒトDBP（Dサイト結合タンパク質）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISA用途に使用できます。概日リズムの調節に
関与する34
kDaの核内転写因子を検出します。研究用に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DBPウサギpAb
備考／別名	DABP; taxREB302; DBP
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	1628
遺伝子ID	1628
免疫原	ヒトDBP（NP_001343.2）のアミノ酸1〜325に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q10586
タンパク質分子量	34kDa
輸送	アイスバッグ