


Wb、Ihc-P、Ip用抗Dbtウサギモノクローナル抗体 - P11182

商品番号: CM0007620



前書き

DBT（分岐鎖 α -

ケト酸脱水素酵素複合体E2）を標的とする高品質なウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットとの交差反応性があり、WB、IHC-

P、IP、ELISAで検証済みです。ミトコンドリア研究およびMSUD（メープルシロップ尿症）の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	[KD Validated] DBT Rabbit mAb
備考/別名	E2; E2B; BCATE2; BCKADE2; BCKAD-E2; BCKDH-E2; BCOADC-E2; [KD Validated] DBT
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1629
遺伝子ID	1629
免疫原	DBT (NP_001909.4) のアミノ酸62-247に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P11182
タンパク質分子量	53 kDa
配送	氷袋