


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Dbtウサギポリクローナル抗体 - P11182

商品番号: CM0022384



前書き

WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA用ウサギ抗DBT pAb。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。BCKDH E2コンポーネントを標的とし、分岐鎖アミノ酸異化およびメープルシロップ尿症（MSUD）の研究に有用です。P11182。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DBT Rabbit pAb
備考/エイリアス	E2; E2B; BCATE2; BCKADE2; BCKAD-E2; BCKDH-E2; BCOADC-E2; DBT
種	ヒト
遺伝子ID	1629
免疫原	ヒトDBT (NP_001909.3) のアミノ酸11-247に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P11182
タンパク質分子量	53kDa
配送	氷袋