


Wb、If/Icc、Fc、Elisa用抗Dc-Signr/Cd299ウサギモノクローナル抗体 - Q9H2X3

商品番号: CM0006285



前書き

ヒトDC-SIGNR/CD299 (CLEC4M、L-SIGN) に対する組換えウサギモノクローナル抗体です。WB、IF/ICC、FC、ELISAでの使用が検証済みです。約24~45 kDaのバンドを検出します。ウイルス侵入に関与する病原体認識受容体です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DC-SIGNR/CD299 ウサギmAb
備考/別名	CD299; LSIGN; CD209L; L-SIGN; DCSIGNR; HP10347; DC-SIGN2; DC-SIGNR; CD299/DC-SIGNR
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10332
遺伝子ID	10332
免疫原	ヒトDC-SIGNR/CD299 (NP_055072.3) のアミノ酸71~399番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質です。
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、FC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9H2X3
タンパク質分子量	24~45KDa
発送方法	保冷剤