


抗Dcaf13ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用）- Q9Nv06

商品番号: CM0013503



前書き

ウサギ由来ヒトDCAF13に対するポリクローナル抗体。WBおよびELISAでの使用が検証済みです。マウス、ラットと交差反応します。組換え免疫原（アミノ酸残基298-597）。リボソーム生合成、ユビキチン化、発生生物学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DCAF13 ウサギ pAb
別名	GM83; Sof1; WDSOF1; HSPC064; DCAF13
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	25879
GeneID	25879
免疫原	ヒトDCAF13（NP_056235.4）のアミノ酸298-597に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NV06
タンパク質分子量	51kDa
輸送方法	保冷剤