

Anti-Dcaf17 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q5H9S7

商品番号: CM0022974

前書き

CUL4-DDB1

E3ユビキチンリガーゼの基質受容体であるDCAF17（C2orf37、C20orf37）に対するウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、ヒトおよびラットと反応します。ユビキチン化および疾患研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DCAF17 ウサギ pAb
備考／別名	C2orf37; C20orf37; DCAF17
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	80067
免疫原	組換えタンパク質：ヒトDCAF17（NP_079276.2）のアミノ酸235～335に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	Q5H9S7
タンパク質分子量	59kDa
輸送方法	氷袋梱包