

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Dcaf7ポリクローナル抗体 - P61962

商品番号: CM0028889

前書き

ヒトDCAF7（DDB1-
およびCUL4関連因子7）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。発生生物学およびユビキチンリガアーゼ研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DCAF7 Rabbit pAb
備考/別名	AN11, HAN11, WDR68, SWAN-1, DCAF7
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10238
GeneID	10238
免疫原	ヒトDCAF7（NP_005819.3）の amino 酸1-342を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P61962
タンパク質分子量	39kDa
配送	氷袋