

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Dcaf7ウサギモノクローナル抗体 - P61962

商品番号: CM0011292

前書き

WB、IHC-P、ELISA用に検証済みの高特異性抗DCAF7ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのDCAF7に反応。顎顔面発生およびユビキチン経路研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DCAF7 ウサギ mAb
備考/別名	AN11; HAN11; WDR68; SWAN-1; DCAF7
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10238
GeneID	10238
免疫原	合成ペプチド ヒトDCAF7 (P61962) のアミノ酸200-300に対応する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P61962
タンパク質分子量	39kDa
発送	氷袋