


Anti-Dcamkl1/Dclk1 ポリクローナル抗体（Wb、If-P、Elisa用） - O15075

商品番号: CM0029405



前書き

DCAMKL1/DCLK1（アミノ酸590-740）に特異的なウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプルにおいてWB、IF-P、ELISAで検証済みです。神経細胞移動とキナーゼシグナル伝達経路の研究用途に限定されます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DCAMKL1/DCLK1 Rabbit pAb
備考/別名	CL1; DCLK; CLICK1; DCDC3A; DCAMKL1; DCAMKL1/DCLK1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9201
GeneID	9201
免疫原	DCAMKL1/DCLK1 (NP_001317000.1) のアミノ酸590-740に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O15075
タンパク質分子量	82kDa
配送	氷袋