


## Wb、Elisa用 抗Dcamkl1/Dclk1 ウサギモノクローナル抗体 - O15075

商品番号: CM0011902



### 前書き

ヒトDCAMKL1/DCLK1（セリン/スレオニンプロテインキナーゼ）を標的とするウサギモノクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み、マウスおよびラットとの交差反応性あり。神経細胞移動や脳発達に関する神経科学研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ    | 値                                                 |
|----------|---------------------------------------------------|
| 製品名      | DCAMKL1/DCLK1 ウサギmAb                              |
| 備考/別名    | CL1; DCLK; CLICK1; DCDC3A; DCAMKL1; DCAMKL1/DCLK1 |
| 種        | ヒト                                                |
| GeneID   | 9201 (ヒト)                                         |
| 免疫原      | ヒトDCAMKL1/DCLK1 (O15075) のアミノ酸600-700に対応する合成ペプチド  |
| 由来       | ウサギ                                               |
| カテゴリー    | モノクローナル抗体                                         |
| 適用       | WB, ELISA                                         |
| 交差反応性    | ヒト、マウス、ラット                                        |
| SWISS    | O15075                                            |
| タンパク質分子量 | 82kDa                                             |
| 発送       | 保冷バッグ                                             |