

Anti-Dcdc2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q9Uhg0

商品番号: CM0019674



前書き

WBおよびELISA用に検証されたDCDC2 Rabbit pAb。ヒト、マウス、ラットとの交差反応性があります。神経科学および細胞生物学におけるWntシグナル伝達、ニューロン移動、および繊毛形成の研究のために設計されています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DCDC2 Rabbit pAb
備考/別名	NSC; RU2; RU2S; DCDC2A; DFNB66; NPHP19; DCDC2
種	ヒト
遺伝子ID	51473
免疫原	ヒトDCDC2 (NP_001182539) のアミノ酸1-250に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UHG0
タンパク質分子量	53kDa
配送	氷袋